



Varenummer 1999916351

Hygiejne beholder, Brabantia Touch bin, hvid, 3 l, forberedt til vægmontering inkl. materialer, med plastik inderspand, og soft close låg

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejne beholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Farve	Hvid
Features	Forberedt til vægmontering inkl. materialer, med plastik inderspand, og soft close låg
Længde/dybde	18.5 cm
Bredde	18.5 cm
Højde	29 cm
Vægt, brutto	0.955 kg
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	18.5 cm	18.5 cm	29 cm	



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.