



Varenummer 1999916351

**Hygiejne beholder, Brabantia Touch bin, hvid, 3 l, forberedt til vægmontering inkl. materialer, med plastik inderspand, og soft close låg**

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

## Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejne beholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Farve	Hvid
Features	Forberedt til vægmontering inkl. materialer, med plastik inderspand, og soft close låg
Længde/dybde	18.5 cm
Bredde	18.5 cm
Højde	29 cm
Vægt, brutto	0.955 kg
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	18.5 cm	18.5 cm	29 cm	



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.