




Varenummer 1999916365

Pedalspand, Simplehuman, sølv, rustfrit stål, 2-rums, 22+33 l, plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri

- ✓ kan placeret tæt op af væggen
- ✓ soft close låg
- ✓ inderspande i plast
- ✓ fingeraftryksfri

Produktbeskrivelse

Pedalspand med en flad bagside, der betyder at den kan placeres tæt ind til væggen. Spanden er fremstillet i rustfrit stål, og overfladen er fingeraftryksfri. Låget er med soft close funktion, der betyder at det lukker stille og lydløst i efter brug. Pedalspanden er opdelt i 2 fraktioner på 22 og 23 liter, der er ideel til en nem og hurtigt kildesortering for brugeren.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Sølv
Features	Plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	45.5 cm
Bredde	42 cm
Højde	67 cm
Vægt, brutto	8.8 kg
Rumindhold, brutto	55 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	22+33 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kli	1 stk	39 cm	29 cm	72 cm	



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.