




Varenummer 1999916365

## Pedalspand, Simplehuman, sølv, rustfrit stål, 2-rums, 22+33 l, plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri

- ✓ kan placeret tæt op af væggen
- ✓ soft close låg
- ✓ inderspande i plast
- ✓ fingeraftryksfri

### Produktbeskrivelse

Pedalspand med en flad bagside, der betyder at den kan placeres tæt ind til væggen. Spanden er fremstillet i rustfrit stål, og overfladen er fingeraftryksfri. Låget er med soft close funktion, der betyder at det lukker stille og lydløst i efter brug. Pedalspanden er opdelt i 2 fraktioner på 22 og 23 liter, der er ideel til en nem og hurtigt kildesortering for brugeren.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Sølv
Features	Plast inderspand, soft close, fingeraftryksfri
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	45.5 cm
Bredde	42 cm
Højde	67 cm
Vægt, brutto	8.8 kg
Rumindhold, brutto	55 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	22+33 l

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kli	1 stk	39 cm	29 cm	72 cm	



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.