



Varenummer 1999916389

Pedalspand, EKO X-Cube, stål mat, 45 l

- ✓ Luft- og lugttæt låg
- ✓ Fingeraftryksfri
- ✓ Nano sølv anti-bakteriel belægning
- ✓ Rustfrit stål

Produktbeskrivelse

EKO's X-Cube pedalspand er til den der værdsætter et stilrent og enkelt design. Produceret i rustfrit stål med ekstra bred pedal for let betjening. Den er nem at rengøre og tømme, da spanden har en udtagelige plast inderspand. Låget er med soft-close funktion, der betyder at låget lukker stille og lydløst i efter brug. Lågen kan fastholdes i en åben position. Låget er også luft-, og lugttæt, som forhindrer uønskede lugte udenfor spanden. På indersiden af låget er der plads til at indsætte et kulfilter. Overfladen er fingeraftryksfri, og har en nano sølv anti-bakteriel belægning. EKO X-cube fås i flere farver, og også med 2 rum, som giver rig mulighed for at kildesortere sit affald.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	EKO
Vareserie	X-Cube
Sekundær farve	Stål mat
Længde/dybde	38 cm
Bredde	48 cm
Højde	71 cm
Vægt, netto	7.7 kg
Rumindhold, brutto	45 l
Volumen af rum	45 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	38 cm	48 cm	71 cm	8713631184576

