



Varenummer 1999916457



## Suturtape, ABENA, 100x6mm, beige, 2 ark á 5 strips, latexfri, steril, engangs

- ✓ Neutral diskret farve
- ✓ Åndbart materiale



### Produktbeskrivelse

Fleksibel suturtape, der kan anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning. Kan også anvendes til at stabilisere sår i kombination med evt. suturer, og når suturerne fjernes, da fremmes helingen, idet suturtapen holder sårkanterne sammen.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	2 ark á 5 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	100 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	34.6 cm	19.1 cm	18.4 cm	6937935329873
pk	55 ark	8.7 cm	4.8 cm	15.8 cm	6937935329453
ark	1 ark				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt