



Varenummer 1999916534

Mad boks, Duni Clambox,
205x107x79mm, 1100 ml, brun, pap,
1-rums



Produktbeskrivelse

Clambox-papboksserien er det perfekte valg til fastfood. Denne alsidige serie er udelukkende fremstillet af FSC™-certificeret karton – en garanti for, at det materiale, der bruges til produktionen, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Boksene er det perfekte valg til både varm og kold mad. Dine næste burgere, pomfritter eller bao-boller er klar til at blive pakket i en Clambox.

- Fremstillet af fornybart materiale
- Fremstillet af FSC™-certificeret materiale
- Fremragende stabelbarhed

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mad boks
Varemærke	Duni
Vareserie	Clambox
Farve	Brun
Materiale	Pap
Længde/dybde	205 mm
Bredde	107 mm
Højde	79 mm
Vægt, netto	39 g
Rumindhold, brutto	1100 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90oC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 pk	57.3 cm	36.3 cm	50 cm	07321031937251
pk	45 stk	38.5 cm	32 cm	35.2 cm	7321011937257



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.