



Varenummer 1999916545

Multidispenser, Pal Ecopak, One size, 49x19x20cm, hvid, ABS

- ✓ Let og hygiejnisk
- ✓ Let dispensering af mange forskellige produkter
- ✓ Nem genopfyldning
- ✓ Reducerer rod i arbejdsmiljøet
- ✓ Leveres med farvekodede magneter

Produktbeskrivelse

Let og hygiejnisk vægmonteret dispenser. Designet til let dispensering af mange forskellige engangsprodukter, såsom hårnøt, overtræksko, overtræksærmer eller ørepropper. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Reducerer rod i arbejdsmiljøet og gør det muligt for personalet at opretholde hygiejnestandarder, hvilket reducerer risikoen for krydskontaminering. Leveres med farvekodede magneter.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Multidispenser |
| Varemærke | Pal |
| Vareserie | Ecopak |
| Størrelse | One size |
| Farve | Hvid |
| Materiale | ABS |
| Længde/dybde | 49 cm |
| Bredde | 19 cm |
| Højde | 20 cm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Bortskaffelse af produkt | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll | 1 stk | 52 cm | 23 cm | 22 cm | 5025254012529 |

