



Varenummer 1999916545

Multidispenser, Pal Ecopak, One size, 49x19x20cm, hvid, ABS

- ✓ Let og hygiejnisk
- ✓ Let dispensering af mange forskellige produkter
- ✓ Nem genopfyldning
- ✓ Reducerer rod i arbejdsmiljøet
- ✓ Leveres med farvekodede magneter

Produktbeskrivelse

Let og hygiejnisk vægmonteret dispenser. Designet til let dispensering af mange forskellige engangsprodukter, såsom hårfarve, overtræksko, overtræksærmer eller ørepropper. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Reducerer rod i arbejdsmiljøet og gør det muligt for personalet at opretholde hygiejnestandarder, hvilket reducerer risikoen for krydskontaminering. Leveres med farvekodede magneter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Multidispenser
Varemærke	Pal
Vareserie	Ecopak
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	ABS
Længde/dybde	49 cm
Bredde	19 cm
Højde	20 cm
Inkluderet tilbehør	Der medfølger skruer til ophæng
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	52 cm	23 cm	22 cm	5025254012529

