



Varenummer 1999916569



## Tæpperenser, Orbot, Vibe, sort, walk-behind m. ledning, 11 l, 430 mm

### Produktbeskrivelse

Orbot Vibe er lillebroren til vores SprayBorg. Den har stadig de samme tekniske specifikationer der gør, at maskinen virkelig kan komme ned i dybden og gøre ordentligt rent, men til en lavere pris. Uden spray-funktion. Med fastmonteret tank.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Orbot
Model	Vibe
Størrelse	17"
Farve	Sort
Features	Walk-behind m. ledning
Materiale	Stål
Vaske/fejebredde	430
Rent/snavsevandtank, kapacitet	11 l

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				8719778016879