



Varenummer 1999916779

Skiftesæt, med metalinstrumenter, steril

- ✓ Alt-i-ét sæt
- ✓ Instrumenter af rustfri stål



Produktbeskrivelse

Skiftesæt med forskellige metalinstrumenter. Instrumenterne anvendes til debridering og soignering af sår. Sættet indeholder: En saks, spids/spids, 11,5 cm, en anatomisk pincet, 13 cm, en kirurgisk pincet, 12 cm, 5 stk. nonwoven kompres, 7,5x7,5 cm, en bakke, 320 ml og et skifteunderlag, 50x50 cm.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skiftesæt
Features	Med metalinstrumenter, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 pk	34 cm	29.5 cm	40 cm	15608120028618
pk	1 pk				5608120023890



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

