



Produktdatablad

Skiftesæt, sterilt

Varenummer: 1999916779



Varedeklaration

Forpakning: 25 Pakker pr. Æske. Produktbetegnelse: Skiftesæt. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Features: med metalinstrumenter, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: ETO. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Skiftesæt med metalinstrumenter. Anvendes til debridering og soignering af sår. Sættet indeholder: 1 saks, spids/spids, 11,5 cm., 1 anatomisk pincet, 13 cm., 1 kirurgisk pincet, 12 cm., 5 stk. nonwoven kompres, 7,5x7,5 cm., 1 stk. bakke, 320 ml., 1 stk. skifteunderlag, 50x50 cm. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.