



Varenummer 1999916798

Tøjevask, Ecolab Taxat Liquid, 5 l, kulørt og hvidt, med farve og parfume

Produktbeskrivelse

Taxat Liquid er velegnet til alle vaskbare tekstiler lavet af polyester, bomuld, acryl, polyamid, linned, viscose og lycra (ikke egnet til uld og silke). Dette vaskemiddel har en fremragende vaskeevne ved alle temperaturer og er effektiv selv ved lave temperaturer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjevask
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Taxat Liquid
Features	Kulørt og hvidt, med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7,5-8,5
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	30-48 ml til 1 kg tøj. Afhænger af vandets hårdhed og tøjets besmudningsgrad.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	30.7 cm	30.7 cm	37.2 cm	4028161091299



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet er ætsende.