



Varenummer 1999916848

Agraftang, blå, metal, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Praktiske engangstang til fjernelse af almindelige og bredere hæfteklammer. Plasthåndtag og spidser i rustfrit stål.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Agraftang
Farve	Blå
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Metal
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	53.2 cm	31 cm	19.4 cm	
pk	20 stk	18 cm	10 cm	13 cm	6944875700037



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE