



Varenummer 1999916848

Agraftang, blå, metal, steril, engangs

Produktbeskrivelse

Praktiske engangstang til fjernelse af almindelige og bredere hæfteklammer. Plasthåndtag og spidser i rustfrit stål.

STERILE

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Produktbetegnelse | Agraftang |
| Farve | Blå |
| Features | Steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Metal |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kll | 10 pk | 53.2 cm | 31 cm | 19.4 cm | |
| pk | 20 stk | 18 cm | 10 cm | 13 cm | |

Produktet er sterilt

STERILE