



Varenummer 1999916868

Helicobacter pylori tests, NADAL, kasette, 20 stk.



Produktbeskrivelse

NADAL® Helicobacter pylori Ab-testen er en hurtig visuel immunoassay til den kvalitative formodende påvisning af specifikke IgG mod Helicobacter pylori (H. pylori) i humane helblod-, serum- eller plasma-prøver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Helicobacter pylori tests
Varemærke	NADAL
Features	Kasette, 20 stk.
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk	13.6 cm	23.3 cm	8.4 cm	4250387305441



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.