



Varenummer 1999916941



Dispenser, Katrin, Midi, 24x26,3x40,4cm, hvid, plast, til håndklæderuller med centertræk

- ✓ Let at finde enden på papiret
- ✓ Nem at genopfylde

Produktbeskrivelse

Denne Katrin dispenser med centertræk er udformet med henblik på alle brugere og med fokus på god funktion. Dispenseren er ergonomisk udformet og nem at anvende for alle. Det er desuden nemt at vedligeholde dispenseren takket være innovative funktioner. Det er let at finde enden på papiret og det er let at genopfylde dispenseren.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Katrin
Størrelse	Midi
Farve	Hvid
Features	Til håndklæderuller med centertræk
Materiale	Plast
Længde/dybde	24 cm
Bredde	26.3 cm
Højde	40.4 cm
Vægt, brutto	1.611 kg
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	25.7 cm	24.4 cm	41.2 cm	6414301082216