



Varenummer 1999916980

KATRIN®

Dispenser, Katrin, 1000 ml, sort, plast, til sæbe

- ✓ Heldækkende trykflade
- ✓ Nem at anvende for alle

Produktbeskrivelse

Dispenseren er udformet med henblik på alle brugere og med fokus på god funktion. Dispenseren er ergonomisk udformet, og den heldækkende trykflade gør dispenseren nem at anvende for alle. Det er desuden nemt at vedligeholde dispenserne takket være innovative funktioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Katrin
Farve	Sort
Features	Til sæbe
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	10 cm
Højde	29 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	30.3 cm	13.5 cm	10.6 cm	6414301077397