



Varenummer 1999917006

Diversey
A SCIENTIFIC COMPANY

Tøjvask, Diversey CLAX Plus Pur-Eco 33C1, 200 l, flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume



Produktbeskrivelse

Komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- hospitals- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produkter er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvende i medium til hårdt vand ved temperaturer mellem 30-90 °C. Clax Plus PE kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. Produktet er udviklet til vask af mikrofiber klude og mopper. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Tøjvask |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | CLAX Plus Pur-Eco 33C1 |
| Features | Flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume |
| pH-værdi (konc.) | 8.6 |
| Rumindhold, netto | 200 l |
| Certifikater | Svanemærket. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 1 stk | 58.5 cm | 58.5 cm | 93.5 cm | 7615400834488 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.