



Varenummer 1999917006



Tøjvask, Diversey CLAX Plus Pur-Eco 33C1, 200 l, flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume



Produktbeskrivelse

Komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- hospitals- og plejehjemsvaskeier samt mønt- og boligvaskeier. Produkter er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvende i medium til hårdt vand ved temperaturer mellem 30-90 °C. Clax Plus PE kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. Produktet er udviklet til vask af mikrofiber klude og mopper. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Plus Pur-Eco 33C1
Features	Flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	8.6
Rumindhold, netto	200 l
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	58.5 cm	58.5 cm	93.5 cm	7615400834488



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.