

Varenummer 1999917016

**Nåleholder, Mayo-Hegar, 18cm, rustfrit stål, rød farvekodning, steril, engangs**



### Produktbeskrivelse

Anvendes til at holde nålen under hudsuturering.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder
Varemærke	Mayo-Hegar
Features	rød farvekodning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18 cm
Vægt, netto	51 g
Vægt, brutto	51 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	24 cm	11 cm	5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE