

Varenummer 1999917032

Saks, iris, 11,5cm, rustfrit stål, buet, spids, rød farvekodning, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Enkelt indpakkede sterile engangsinstrumenter i rustfri stål.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Saks
Model	Iris
Features	Buet, spids, rød farvekodning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	11.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kasseres efter brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	21.5 cm	10 cm	4.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE