

Varenummer 1999917045

vileda
PROFESSIONAL**Rengøringsklud, Vileda EvoControl,
30,5x30,5cm, hvid, mikrofiber, engangs**

- ✓ Flydende engangs rengøringserviet
- ✓ Forvasket
- ✓ Laserskåret
- ✓ Renrum pakket
- ✓ Klar til brug

Produktbeskrivelse

Tør nemt spild af og fjern partikler fra en overflade ved hjælp af en et-trins bevægelse med EvoControl klude. EvoControl-effektiviteten er blevet testet af et uafhængigt institut, der beviser en 99,999 % bakteriel fjernelse fra overflader uden brug af desinfektionsmidler. Nøglen er det unikke og patenterede Evolon mikrofiber materiale. For dig betyder det at du sparer tid, penge og ergonomisk stress.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vileda
Vareserie	EvoControl
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Mikrofiber
Længde/dybde	30.5 cm
Bredde	30.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	71.5 cm	38.1 cm	30.4 cm	4023103174528
pk	1 pk				4023103174535