

Varenummer 1999917050

vileda  
PROFESSIONAL

## Tørmoppe, Vileda SanTech, 50cm, hvid, polyester, steril

✓ Til effektiv rengøring og desinfektion af renrum og kontrollerede miljøer

### Produktbeskrivelse

Det unikke DuoMop koncept er det perfekte svar til at opfylde de høje krav til effektiv rengøring og desinfektion af renrum og kontrollerede miljøer. Det er hurtigere, nemmere og dobbelt så effektivt som traditionelle metoder. CE Duo™ mopperne giver dig mulighed for at opnå dine kontakttidskrav til almindelige desinfektionsmidler og stadig opnå en fremragende rengøringsydelse med op til 99,99 % bakteriefjernelse. Ganske enkelt udgør CleanTech™ og SanTech™ Duo mopperne et af de mest effektive og pålidelige rengøringskoncepter på markedet til forureningskontrol.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tørmoppe
Varemærke	Vileda
Vareserie	SanTech
Farve	Hvid
Features	Steril
Materiale	Polyester
Længde/dybde	50 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	45 stk	53.2 cm	48.4 cm	31 cm	