



Varenummer 1999917080

Rengøringsvogn, Ringo,
800x570x940mm, grå, rustfrit stål,
fodpresse, small

Produktbeskrivelse

Gennemført gulvvaskevogn med fodbetjent presse. Komplet system - klar til brug.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Rengøringsvogn |
| Model | Ringo |
| Farve | Grå |
| Features | Fodpresse, small |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde/dybde | 800 mm |
| Bredde | 570 mm |
| Højde | 940 mm |
| Vægt, netto | 16.5 kg |
| Inkluderet tilbehør | 2x moppebokse, 1x skaft, 1999900041, 1x fremfører, 160315, og 1x GeniMop, 1999912673 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll | 1 stk | | | | |