



Varenummer 1999917106

Engangskateter, UnoQuip, tiemann, CH 14, 41cm, ucoated, steril

✓ UnoQuip sikrer hygiejnisk og effektiv anvendelse.



Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	UnoQuip
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Ucoated, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DEHT, PVC
Længde/dybde	41 cm
Effektiv længde	37 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 pk	52 cm	38 cm	38 cm	26936881134658
pk	100 stk	50.3 cm	17.6 cm	12.2 cm	16936881134651



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt