


 Varenummer 1999917107

Engangskateter, UnoQuip, tiemann, CH 16, 41cm, ucoated



Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	UnoQuip
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Ucoated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DEHT, PVC
Længde/dybde	41 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	52 cm	38.3 cm	38 cm	26936881134665
pk	100 stk	50 cm	17.5 cm	12 cm	16936881134668



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt