




Varenummer 1999917108

Engangskateter, UnoQuip, tiemann, CH 18, 41cm, ucoated, steril

✓ UnoQuip sikrer hygiejnisk og effektiv anvendelse.



Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	UnoQuip
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Ucoated, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DEHT, PVC
Længde/dybde	41 cm
Effektiv længde	37 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 pk	53.1 cm	38.7 cm	38.2 cm	26936881134672
pk	100 stk	50.1 cm	17.8 cm	12.6 cm	16936881134675



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til
engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt