



Varenummer 1999917255

Viking boks, Duni BioPak, 14x14x7,5cm, 1200 ml, brun, karton/PLA, 1-rums, block boks

- ✓ Fedt- og vandafvisende
- ✓ Kan bruges til både varm og kold mad
- ✓ Kan bruges i mikrobølgeovnen



Produktbeskrivelse

Vikingbokse er lavet med smallere kanter, hvilket gør dem mere spild-sikrer. Boksene har også et smart moduldesign og er nemme at stable hvilket er optimalt ved opbevaring og transport. Praktisk nok behøver hverken kasser eller låg foldes. Vikingsortimentet tilbyder løsninger til både varm og kold mad i moderne design.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Viking boks
Varemærke	Duni
Vareserie	BioPak
Farve	Brun
Features	Block boks
Materiale	Karton, PLA
Længde/dybde	14 cm
Bredde	14 cm
Højde	7.5 cm
Vægt, netto	17 g
Rumindhold, brutto	1200 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer. FSC Mix.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	60.3 cm	40.8 cm	50 cm	07321032028743



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. FSC® Mix betyder, at produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Polylaktid er en type plast.