



Varenummer 1999917266

Drikkeglas, Aquatime, intelligent

- ✓ Effektiviserer, optimerer og digitaliserer "Væskebalancediagrammet".
- Erstatter det manuelle væskeskema.
- Forbedrer datakvaliteten.
- Danner beslutningsgrundlaget for den potentielle efterfølgende medicinering.



Produktbeskrivelse

Det intelligente drikkeglas AQUATIME er en cloud-baseret CareTech løsning til forebyggelse af dehydrering. Glasset monitorerer løbende væskeindtaget, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere, sundhedspersonale og evt. pårørende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Drikkeglas
Varemærke	Aquatime
Features	Intelligent
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Temperatur Tolerance	Max. 90 grader
Vaskeanvisninger	Glasset kan vaskes i opvaskemaskinen op til 90 grader. Pukken kan ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Brugsanvisning

Se separat brugsanvisning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk				
stk	1 stk				5703538490361



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

