

Varenummer 1999917276



Poseholder, Diversey TASKI, orange,
metal, til 75-110 ltr. poser



Produktbeskrivelse

Poseholder til Diversey Taski rengøringsvogne. Kan holde 75-110 liters poser/sække. Passer sammen med 1000009794 & 1999913030.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Poseholder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Orange
Features	Til 75-110 ltr. poser
Materiale	Metal
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	46.7 cm	28 cm	10 cm	