



BKI Coffee Whitener

40740420

BKI Coffee Whitener er en mælkepulverblanding, der hjælper dig med at opnå en perfekt og cremet mælkeskum.

Størrelse

	ENHEDEN	KOLLI
Mål HxBxD (cm)	32 x 6.5 x 12.5	28.05 x 22.7 x 39.7
Nettovægt	1000 g	10 kg
Bruttovægt	1011 g	10,589 kg
Enhed	10 x 1.000 g	

Varefakta

EAN nr. enhed	5701115693921
EAN nr kolli	5701115693938
Certificering	

Næringsindhold pr. 100 g

Energi (kcal)	546
Energi (kJ)	2280
Protein (g)	1,2
Kulhydrat (g)	59
heraf sukkerarter (g)	12
Fedt (g)	34
Salt (g)	0,28

Holdbarhed

Holdbarhed:
365 dage

Opbevaring:
Opbevares tørt, ikke for varmt og ikke sammen med stærkt lugtafgivende varer

Opbevaring efter åbning:
I lukket beholder eller pose

Ingredienser

Glukose sirup, vegetabilsk fedtstof (kokos), laktose (MÆLK), stabilisatorer (E452, E340), MÆLKEproteiner, antiklumpningsmidler (E341, E551), emulgator (E472e), farvestof (E160a)