



Varenummer 1999917286

Topping, BKI, Whitener, 1 kg

Produktbeskrivelse

Whitener giver et smukt og stærkt skum kombineret med en dejlig smag. Kan anvendes i alle automater.

Specifikationer

| | |
|-------------------|----------|
| Produktbetegnelse | Topping |
| Varemærke | BKI |
| Features | Whitener |
| Vægt, netto | 1 kg |
| Holdbarhed | 540 dage |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kl | 10 stk | 39.7 cm | 23.3 cm | 28 cm | 5701115693938 |