



Varenummer 1999917286

Topping, BKI, Whitener, 1 kg

### Produktbeskrivelse

Whitener giver et smukt og stærkt skum kombineret med en dejlig smag. Kan anvendes i alle automater.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Topping
Varemærke	BKI
Features	Whitener
Vægt, netto	1 kg
Holdbarhed	540 dage

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	39.7 cm	23.3 cm	28 cm	5701115693938