

Varenummer 1999917349

## XIBU COUNTER hybrid main, Hagleitner, 16x4,8x2cm, hvid, plast, sensor

- ✓ Højpræcisions brugerfrekvensdata
- ✓ Integreret i Hagleitner dispenserserien
- ✓ Forbedring af hygiejne
- ✓ Avanceret sensorbaseret teknologi



### Produktbeskrivelse

XIBU COUNTER hybrid main, er main-delen af de 2 sensorer, som er koblet på dispenserserien Hagleitner. Sammen genererer disse sensorer data på brugerfrekvensen, som giver mulighed for at kigge ind i vaner og forbedre hygiejne på f.eks. sygehuse el. kontorer rundt i landet.

### Specifikationer

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse          | XIBU COUNTER hybrid main        |
| Varemærke                  | Hagleitner                      |
| Farve                      | Hvid                            |
| Features                   | Sensor                          |
| Materiale                  | Plast                           |
| Længde/dybde               | 16 cm                           |
| Bredde                     | 4.8 cm                          |
| Højde                      | 2 cm                            |
| Vægt, netto                | 44 g                            |
| Vægt, brutto               | 126 g                           |
| Bortskaffelse af produkt   | Sorteres som Elektronisk affald |
| Bortskaffelse af emballage | Sorteres som Pap                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kl    | 6 stk      | 27 cm  | 15.9 cm | 17.2 cm | 9008353232223 |