

Varenummer 1999917349

## XIBU COUNTER hybrid main, Hagleitner, 16x4,8x2cm, hvid



### Produktbeskrivelse

XIBU COUNTER hybrid main, er main-delen af de 2 sensorer, som er koblet på dispenserserien Hagleitner. Sammen genererer disse sensorer data på brugerfrekvensen, som giver mulighed for at kigge ind i vaner og forbedre hygiejne på f.eks. sygehuse el. kontorer rundt i landet.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	XIBU COUNTER hybrid main
Varemærke	Hagleitner
Farve	Hvid
Længde/dybde	16 cm
Bredde	4.8 cm
Højde	2 cm
Vægt, netto	44 g
Vægt, brutto	126 g

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	27 cm	15.9 cm	17.2 cm	9008353232223