



Varenummer 1999917353

Toiletpapir, Hagleitner, 2-lags, 114m x 9,8cm, Ø13,9cm, hvid, nyfiber, system

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ Effektiv dosering
- ✓ Passer til Hagleitner systemet



Produktbeskrivelse

Vores 2-lags toiletpapir i serien Hagleitner er skabt af nyfiber. Toiletrullen passer i systemdispenseren med plads til 2 ruller fra samme serie. Dispenserens hybride funktion garanterer præcis dosering af toiletpapiret.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletpapir
Varemærke	Hagleitner
Farve	Hvid
Features	System
Perforering	Uperforeret
Materiale	Nyfiber
Længde/dybde	114 m
Bredde	9.8 cm
Diameter	13.9 cm
Vægt, netto	346 g
Tykkelse	2x16 gsm
Antal lag	2-lags
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	42 rl	60.3 cm	39.6 cm	42.8 cm	9008353042372
rl	1 rl				9008353136828



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.