

Varenummer 1999917387

Sugeregulator, Osseous, Ø4mm



Produktbeskrivelse

Sugeregulatoren bruges som mellemstykke mellem sugeslange og sug, til at kontrollere sugeniveaueet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeregulator
Varemærke	Osseous
Diameter	4 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	26 cm	15.7 cm	5.7 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.