



Varenummer 1999917452

Ampulåbner, OpenIt, pink, usteril, flergangs

- ✓ Genanvendelig
- ✓ Ergonomisk
- ✓ Multiværktøj

Produktbeskrivelse

OpenIt er et ergonomisk multiredskab, der både fungerer som ampulåbner og til håndtering af hætteglas samt åbning af dropposer og IV-porte. Værktøjet er særligt velegnet til sygeplejersker, der ønsker at reducere belastningen på hænder og led i en travl arbejdsdag, samtidig med at de har brug for en alsidig løsning til flere typer åbninger. OpenIt er udviklet i tæt samarbejde med sygeplejersker, som oplevede gener og slitage i fingrene på grund af gentagne bevægelser ved åbning af blandt andet ampuller, hætteglas og dropposer. Resultatet er et ergonomisk multiværktøj, der gør åbningen både nemmere, mere sikker og korrekt udført. Tilhørende varer: Der findes et bordstativ til OpenIt, som gør det nemt og overskueligt at opbevare værktøjet i medicinrummet. Her kan de rengjorte OpenIt stå samlet og altid være klar til brug. Find bordstativet under "Tilhørende varer".

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ampulåbner
Varemærke	OpenIt
Sekundær farve	Pink
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Holdbarhed	Min. 5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler sprit og alm. desinfektion. Tåler vand og autoklavering ved 95 grader.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	35 cm	25 cm	20 cm	
stk	1 stk				

