



Varenummer 1999917502

**Urinkit, Flexicult Vet, kølevare,
begrænset holdbarhed****Produktbeskrivelse**

Flexicult® Vet er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner hos hunde og katte. Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor trimethoprim/sulfamethizol (felt 5), enrofloxacin (felt 4), oxacillin (felt 3), amoxicillin/clavulansyre (felt 2) og ampicillin (felt 1).

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Urinkit
Varemærke	Flexicult
Vareserie	Vet
Features	Kølevare, begrænset holdbarhed
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	9 cm	9 cm	8 cm	
pk	3 stk	5 cm	9 cm	3 cm	



Produktet skal opbevares
køligt.