



Varenummer 1999917502

Urinkit, Flexicult Vet, kølevare, begrænset holdbarhed

Produktbeskrivelse

Flexicult® Vet er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner hos hunde og katte. Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor trimethoprim/sulfamethizol (felt 5), enrofloxacin (felt 4), oxacillin (felt 3), amoxicillin/clavulan-syre (felt 2) og ampicillin (felt 1).



Specifikationer

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Produktbetegnelse | Urinkit |
| Varemærke | Flexicult |
| Vareserie | Vet |
| Features | Kølevare, begrænset holdbarhed |
| Temperatur Tolerance | +2° C til +8° C. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kl | 4 pk | 9 cm | 9 cm | 8 cm | |
| pk | 3 stk | 5 cm | 9 cm | 3 cm | |



Produktet skal opbevares køligt.