



Varenummer 1999917573

**Hagefiksering, MaxillaAir, hvid,
oppustelig, sæt med 10 stk. + 2 pumper,
usteril**

Produktbeskrivelse

MaxillaAir™ er en "oppustelig halskrave" som bruges til at løfte/fiksere hagen på en afdød indtil munden er lukket, hvorefter den holder hagen i den ønskede position ind til Rigor Mortis er indtruffet. Der medfølger 2 stk. Saluscur håndpumper, der kan genbruges og tåler at blive afsprittet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hagefiksering
Varemærke	MaxillaAir
Farve	Hvid
Features	Oppustelig, sæt med 10 stk. + 2 pumper, usteril
Materiale	PE, nonwoven, plast

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk	25 cm	16.4 cm	21.4 cm	