



Produktdatablad

Engangshandske, nitril, pudderfri, langt skaft, str. XS, længde 290 mm. skaft

Varenummer: 1999917574



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 40 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lang undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic. Holdbarhed: 5 år. Materiale: nitril. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: XS. Længde/dybde: 290 mm. Bredde: 76 mm. Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Lang undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Handskerne er elastiske og tilpasser sig håndens form ved brug. De kan anvendes til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratoriearbejde, medicinhåndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncreme. Handskerne indeholder ingen latexproteiner og er derfor også sikre at anvende for personer med latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 490251, 490252, 490253, 490254,