



Varenummer 1999917578

ABENA Classic

Lang undersøgelseshandske, ABENA Classic, XL, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Ekstra lang
- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner



Produktbeskrivelse

Lang undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Handskerne er elastiske og tilpasser sig håndens form ved brug. De kan anvendes til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratoriearbejde, medicin håndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncreme. Handskerne indeholder ingen latexproteiner og er derfor også sikre at anvende for personer med latexallergi.



Specifikationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Lang undersøgelseshandske |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Classic |
| Størrelse | XL |
| Farve | Blå |
| Features | Pudderfri |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Nitril |
| Længde/dybde | 290 mm |
| Bredde | 120 mm |
| Tykkelse | 0,07 +/- 0,02 mm |
| Certifikater | CE. Til fødevarer. CAT III. MD. |
| CE-kategori (personligt værnemiddel) | CAT III |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Produkt- eller teststandarder | AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| kl | 1000 stk | 25 cm | 33 cm | 27 cm | 5703538491559 |
| pk | 100 stk | 12 cm | 26 cm | 6.4 cm | 5703538491542 |
| par | 2 stk | | | | |
| stk | 1 stk | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Handskens har en fingerstruktureret overflade.



Handskens har medium greb.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskens er 290 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

