



Produktdatablad

Lang undersøgelseshandske, Abena Classic Sensitive, XL, blå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 1999917578



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 40 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lang undersøgelseshandske Varemærke: ABENA Vareserie: Classic Holdbarhed: 3 år Materiale: nitril Features: pudderfri Engangs/flergangs: engangs Størrelse: XL Længde/dybde: 290 mm Bredde: 120 mm Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 21420:2020 CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745 Produktbeskrivelse: Lang undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Handskerne er elastiske og tilpasser sig håndens form ved brug. De kan anvendes til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratoriearbejde, medicinhåndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncreme. Handskerne indeholder ingen latexproteiner og er derfor også sikre at anvende for personer med latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.