



Varenummer 1999917599



cater.Line

## Dressingflaske, ABENA Cater-Line, 1000 ml, klar, PE/PP, med mål

- ✓ Målstreger hjælper til korrekt dosering og minimerer spild
- ✓ Uundværlig i det travle, professionelle køkken
- ✓ Praktisk og Hygiejnisk
- ✓ Låg af PP gør det nemt at åbne og lukke flasken
- ✓ Fødevaregodkendte og holdbare materialer



### Produktbeskrivelse

Denne dressingflaske er fremstillet af PE-materiale og med låg af PP. Den transparente flaske er ideel til opbevaring af dressinger, saucer og olier på en hygiejnisk måde. Den har også praktiske målestreger for nem dosering og flaskens åbning hjælper til at sikre en flot og præcis portionsanretning. Flasken er fødevaregodkendt, og dens robuste konstruktion gør den holdbar nok til daglig brug i travle køkkener som vi kender dem blandt andet catering- eller hotelbranchen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dressingflaske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Cater-Line
Farve	Klar
Features	Med mål
Materiale	PE, PP
Vægt, netto	62.5 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperatortolerance	Abefalet fra -20 til +70
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	63.5 cm	31 cm	47.5 cm	5703538491672
pk	6 stk	23 cm	15.5 cm	28.6 cm	5703538491665



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.