

Varenummer 1999917616

Kemiske indikatorer, til dampautoklave, Type 5, ProChem SSW, engangs



Produktbeskrivelse

ProChem SSW Steam Sterilization Integrator er en engangs Type 5 integrerende indikator, der overholder ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014. Det integrerer de tre kritiske variabler, der kræves til dampsterilisering: tid, temperatur og damp. Når den behandles med en belastning, angiver den med en sikkerhedsmargen, om den korrekte dampsteriliseringskriterier er opnået på placeringsstedet. Den kemiske indikator skal anvendes minimum én gang dagligt, eller når autoklaven benyttes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kemiske indikatorer
Features	Til dampautoklave, Type 5, ProChem SSW
Engangs/flergangs	Engangs
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	250 stk	24 cm	25 cm	1 cm	