



Varenummer 1999917700

Irrigationssæt, Navina Mini, Extension Sæt, 1 vandbeholder, 30 konus, 1 forlængerslange



Produktbeskrivelse

Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre en mindre mængde vand til tyktarmens nederste del gennem en rektal cone. Pumpen rummer 185ml.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Irrigationssæt
Varemærke	Navina
Vareserie	Mini
Features	Extension Sæt, 1 vandbeholder, 30 konus, 1 forlængerslange
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.4 cm	30.5 cm	14.5 cm	07333387047348



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.