



Varenummer 1999917714

Dilatator, Hegar, Ø2mm, rustfrit stål,
flergangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til at udvide livmoderhalsen. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dilatator
Varemærke	Hegar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Diameter	2 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	1.8 cm	0.2 cm	0.2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.