



Varenummer 1999917746



## Moppeboksholder, Diversey TASKI Nano, 485x274x48mm, grå, stål

### Produktbeskrivelse

Spandeholder til Diversey TASKI Nano vogne. Passer til vores blå, 22 liters moppebokse.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboksholder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Nano
Farve	Grå
Materiale	Stål
Længde/dybde	485 mm
Bredde	274 mm
Højde	48 mm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				